

TRAMP TRAINER TT®

SANFTE UND MOTIVIERENDE REHABILITATION



Teilbelastung

Die Gewichtsentlastung der Beine erfolgt mittels der Fußschlaufen. Der Trainierende kann seine Übungen über längere Zeit hinweg durchführen, ohne zu ermüden oder sich zu überlasten.

Halb liegende Position

Geniale Lösung für alle Trainierenden, die sich nicht alleine stehend auf einem Trampolin halten können.

Sprungmatte

Die elastische und weiche Matte schont Gelenke und Wirbelsäule beim Aufkommen. Sie gibt dem Trainierenden einen Teil seiner aufgebrauchten Kraft als Reaktiv-Kraft zurück.

Sicherheit

Die gesamte Sitzeinheit kann auf dem Führungsschlitten ideal positioniert und an der gewünschten Stelle festgestellt werden.

Trainingssteigerung

Der Winkel der Trainingsebene kann mit wenigen Handgriffen einfach eingestellt werden.

Der TRAMP TRAINER® ist für eine KG-Gerät-Ausstattung zugelassen. Er kann eine Funktionsstemme/Beinpresse ersetzen.

Ideales Trainingsgerät für Patienten in der Rehabilitation nach Unfällen und / oder Operationen an Hüft-, Knie- oder Fußgelenken. Die halb liegende Position unterstützt den wirkungsvollen Sprungtucheffect optimal. Das sichere Training mit einer geringen Teilbelastung überfordert nicht und kann die Regeneration beschleunigen.

TECHNISCHE DATEN

- Medizinprodukt Klasse I CE
- Neigung der Linearführung in Stufen verstellbar von ca. 5–22°
- Sitzlehne u. Kopfteil stufenlos in Neigung verstellbar
- Maße: T x B x H = 255 x 110 x 180 cm
- Gewicht: ca. 150 kg
- Gestellfarbe: platinmetallic
- KGG-geeignet