


REHAB SOLUTIONS



**FREI**  
medical



Depuis 1976, FREI medical est spécialisée dans le développement et la fabrication d'appareils d'entraînement médicaux pour la physiothérapie et la rééducation. Tous les produits FREI medical sont made in Germany. Notre philosophie allie design et fonctionnalité, toujours avec la plus grande exigence quant aux matériaux utilisés. Les appareils FREI medical sont synonymes d'expérience, de connaissances et de dialogue continu avec nos clients. Nos appareils d'entraînement favorisent la santé, soutiennent la rééducation et permettent un entraînement médical avec plaisir et sécurité. Depuis juillet 2019, la FREI medical GmbH est un „Member of Zimmer Group“. Ensemble, nous offrons près de 100 ans d'expérience !



# REHAB SOLUTIONS

- FALL PREVENTION SOLUTION
- CORE REHAB SOLUTION
- NEURO REHAB SOLUTION
- SPORTS REHAB SOLUTION
- ORTHOPEDIC REHAB SOLUTION

Avec nos FREI medical REHAB SOLUTIONS vous bénéficiez d'un large éventail de circuits d'entraînement optimisés à l'aide nos appareils médicaux, ils peuvent tous être équipés d'un logiciel de suivi d'entraînement pour l'évaluation et le contrôle des séances. Une sélection parfaite, faite par nos experts, qui ont créé la gamme d'appareils d'entraînement de haute qualité de la ligne FACTUM® et GENIUS ECO®, pour répondre à vos besoins en matière de thérapie d'entraînement médicale.

Les REHAB SOLUTIONS de FREI medical peuvent être adaptées aux besoins individuels et étendues en fonction des besoins individuel. Les appareils cardio et les exercices fonctionnels offrent un avantage supplémentaire pour différents domaines d'utilisation. Les principaux domaines d'application sont: orthopédie, physiothérapie, neurologie, patients souffrant de douleurs et rééducation sportive.

# FALL PREVENTION SOLUTION

3 APPAREILS FACTUM® & 2 APPAREILS GENIUS ECO®. ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL ET EXTENSIBLE & LOGICIEL DE FORMATION



ENTRAÎNEUR DE JAMBES PLUS

POIDS  
150 kg  
2,5 - 30 kg = 2,5 kg de gradations  
30 - 150 kg = 5 kg de gradations

Dimensions  
Hauteur : 185 cm  
Longueur : 225 cm  
Profondeur : 95 cm  
Poids : 490 kg



ROTATEUR DE TORSE

POIDS  
70 kg  
5 - 20 kg = 2,5 kg de gradations  
20 - 70 kg = 5 kg de gradations  
Dimensions  
Hauteur : 170 cm  
Longueur : 133 cm  
Profondeur : 105 cm  
Poids : 300 kg



ENTRAÎNEUR POUR LES ABDOMINAUX ET LE DOS

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N  
Dimensions  
Hauteur : 136 cm  
Longueur : 147 cm  
Profondeur : 100 cm  
Poids : 240 kg



APPAREIL A RAMER / PRESSE PECTORAUX

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N  
Dimensions  
Hauteur : 133 cm  
Longueur : 135 cm  
Profondeur : 187 cm  
Poids : 210 kg



FLÉCHISSEURS DU GENOU / EXTENSEURS DU GENOU

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N  
Dimensions  
hauteur : 120 cm  
Longueur : 163 cm  
Profondeur : 110 cm  
Poids : 235 kg



La nouvelle thérapie par induction à haute énergie **FREI emPact**, adaptée à chaque SOLUTION DE REHABILITATION

Ne serait-ce pas formidable s'il existait un moyen efficace de réduire le risque de chute et de prévenir les blessures ? Quelle est la solution idéale pour prévenir les chutes ? Faire de l'exercice.

Une étude médico-sportive de l'université d'Erlangen le montre : l'exercice physique réduit le taux de chute et augmente la densité osseuse de la colonne vertébrale et du col du fémur. Un entraînement régulier renforce le cœur, la circulation, la musculature et les os. Cela favorise l'équilibre, la coordination et la réactivité. Une condition optimale, surtout avec l'âge. En effet, le corps se dégrade lorsque l'individu ne bouge pas assez. Le risque de chute augmente.

Les appareils d'entraînement de FREI medical, FACTUM® & GENIUS ECO®, sont les appareils d'entraînement appropriés pour une prévention optimale des chutes. Grâce à un travail corporel stable, vous pouvez vous assurer que la force et la mobilité de vos patients s'améliorent. Avec la SOLUTION DE PREVENTION DES CHUTES, nous veillons à ce que l'efficacité de votre physiothérapie augmente.

# CORE REHAB SOLUTION

3 FACTUM®, 1 ENTRAÎNEUR DU PLANCHER PELVIEN & 1 AKTIV TRAMP®  
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL ET EXTENSIBLE  
& LOGICIEL D'ENTRAÎNEMENT



**AKTIV TRAMP®**  
Ø toile de saut = 75 cm  
Dimensions d'installation :  
H x B x T = 1,47 x 1,15 x 1,47 m  
Poids: 218 kg  
Couleur : platine métallique Protégé par un brevet



ENTRAÎNEUR DU PLANCHER PELVIEN

Appareil d'entraînement avec siège réglable en hauteur et support pour ordinateur portable

Dimensions  
Hauteur : 117 cm  
Longueur : 50 cm  
Profondeur : 94 cm  
Poids : 70 kg



ENTRAÎNEUR LATÉRAL

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 132 cm  
Longueur : 107 cm  
Profondeur : 70 cm  
Poids : 185 kg



ENTRAÎNEUR POUR LES ABDOMINAUX ET LE DOS

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 136 cm  
Longueur : 147 cm  
Profondeur : 100 cm  
Poids : 240 kg



ENTRAÎNEUR DE JAMBES

RÉSISTANCE  
50 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 157 cm  
Longueur : 235 cm  
Profondeur : 76 cm  
Poids : 300 kg



La nouvelle thérapie par induction à haute énergie  
**FREI emPact**, adaptée à chaque SOLUTION DE REHABILITATION

Pour améliorer la mobilité, entraîner et renforcer la stabilité du corps, il faut un circuit d'appareils qui se concentre sur le centre du corps - notre CORE REHAB SOLUTION. De nombreuses personnes souffrent de douleurs dorsales et présentent des déficits dans la musculature profonde du bas du dos. Une approche globale de la musculature stabilisant la colonne vertébrale est donc extrêmement importante.

La CORE REHAB SOLUTION est incontournable aussi bien dans la prévention que dans la rééducation générale : Les douleurs dorsales et les tensions sont combattues et la mobilité est améliorée. De plus, le plancher pelvien, qui constitue la base d'un centre corporel stable, est impliqué. D'autres avantages importants sont : le renforcement de la musculature du tronc et l'amélioration de la posture. De plus, l'équilibre est favorisé, ce qui réduit le risque de blessures, surtout chez les personnes âgées. C'est tout ce qu'offre la CORE REHAB SOLUTION de FREI medical.

# NEURO REHAB SOLUTION

3 FACTUM® & 2 APPAREILS DE COORDINATION ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL ET EXTENSIBLE & LOGICIEL DE FORMATION



## AKTIV TRAMP®

Ø toile de saut = 75 cm  
 Dimensions d'installation :  
 H x B x T = 1,47 x 1,15 x 1,47 m  
 Poids: 218 kg  
 Couleur : platine métallique  
 Protégé par un brevet



## TRAMP TRAINER TT®

Inclinaison du guidage linéaire en réglable par paliers d'env. 5-22°.

Dimensions  
 T x B x H = 255 x 110 x 180 cm  
 Poids : env. 150 kg  
 Couleur de la structure : platine métallisé



## ENTRAÎNEUR POUR LES ABDOMINAUX ET LE DOS

RÉSISTANCE  
 25 – 900 N  
 Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
 Hauteur : 136 cm  
 Longueur : 147 cm  
 Profondeur : 100 cm  
 Poids : 240 kg



## FLÉCHISSEURS DU GENOU / EXTENSEURS DU GENOU

RÉSISTANCE  
 25 – 900 N  
 Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
 Hauteur : 120 cm  
 Longueur : 163 cm  
 Profondeur : 110 cm  
 Poids : 235 kg



## ENTRAÎNEUR D'ÉPAULES

RÉSISTANCE  
 25 – 900 N  
 Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
 Hauteur : 162 cm  
 Longueur : 197 cm  
 Profondeur : 90 cm  
 Poids : 225 kg



## La nouvelle thérapie par induction à haute énergie **FREI emPact**, adaptée à chaque SOLUTION DE REHABILITATION

Selon les chiffres actuels, environ 270.000 AVC et 262.000 traumatismes crâniens se produisent chaque année rien qu'en Allemagne, entraînant souvent des handicaps permanents. Environ 25% des patients victimes d'une attaque cérébrale présentent encore de graves limitations de leurs activités quotidiennes trois mois après la première attaque. La neuroréhabilitation offre une aide décisive à cet égard. Les capacités physiques sont progressivement récupérées afin de retrouver autant que possible une participation active à la vie quotidienne. La NEURO REHAB SOLUTION de FREI medical vous aide à traiter vos patients de la meilleure manière possible. Avec des concepts d'appareils innovants - développés pour une thérapie fonctionnelle neurologique optimale.

# SPORTS REHAB SOLUTION

5 APPAREILS D'ENTRAÎNEMENT FACTUM®  
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL ET EXTENSIBLE  
& LOGICIEL D'ENTRAÎNEMENT



ENTRAÎNEUR DE JAMBES

RÉSISTANCE  
50 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 157 cm  
Longueur : 235 cm  
Profondeur : 76 cm  
Poids : 300 kg



FLÉCHISSEURS DU  
GENOU / EXTENSEURS  
DU GENOU

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 120 cm  
Longueur : 163 cm  
Profondeur : 110 cm  
Poids : 235 kg



ENTRAÎNEUR POUR  
LES ABDOMINAUX  
ET LE DOS

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 136 cm  
Longueur : 147 cm  
Profondeur : 100 cm  
Poids : 240 kg



ENTRAÎNEUR DE  
POITRINE & POSTURE

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 150 cm  
Longueur : 125cm  
Profondeur : 130 cm  
Poids : 210 kg



ENTRAÎNEUR D'ÉPAULES

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 162 cm  
Longueur : 197 cm  
Profondeur : 90 cm  
Poids : 225 kg



La nouvelle thérapie par induction à haute énergie  
**FREI emPact**, adaptée à chaque SOLUTION DE REHABILITATION

Le besoin en rééducation sportive et en physiothérapie du sport ne cesse de croître - pas seulement pour les personnes pratiquant un sport de compétition, mais aussi pour les sportifs amateurs qui s'entraînent à un niveau élevé. Mais lorsque le sport entraîne une blessure, il faut généralement reconstruire un corps entraîné. Avec une rééducation sportive professionnelle, les chances augmentent, de rendre aux sportifs\* après un accident ce qui est vital pour eux : un corps performant.

Découvrez la SPORTS REHAB SOLUTION de FREI medical : des solutions médicales innovantes autour de la rééducation sportive et de la physiothérapie.

# ORTHOPEDIC REHAB SOLUTION

2 APPAREILS FACTUM® & 3 APPAREILS GENIUS ECO®. ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL ET EXTENSIBLE & LOGICIEL DE FORMATION



ENTRAÎNEUR DE JAMBES PLUS

POIDS  
150 kg  
2,5 - 30 kg = 2,5 kg de gradations  
30 - 150 kg = 5 kg de gradations

Dimensions  
Hauteur : 185 cm  
Longueur : 225 cm  
Profondeur : 95 cm  
Poids : 490 kg



FLECHISSEURS GENOUX

POIDS  
70 kg  
2,5 - 30 kg = 2,5 kg de gradations  
30 - 70 kg = 5 kg de gradations

Dimensions  
Hauteur : 170 cm  
Longueur : 162 cm  
Profondeur : 103 cm  
Poids : 302 kg



MACHINE A HANCHE

POIDS  
70 kg  
2,5 - 15 kg = 2,5 kg de gradations  
15 - 70 kg = 5 kg de gradations

Dimensions  
Hauteur : 185 cm  
Longueur : 168 cm  
Profondeur : 108 cm  
Poids : 340 kg



ENTRAÎNEUR POUR LES ABDOMINAUX ET LE DOS

RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 136 cm  
Longueur : 147 cm  
Profondeur : 100 cm  
Poids : 240 kg



ENTRAÎNEUR D'ÉPAULES


RÉSISTANCE  
25 – 900 N  
Réglable par paliers de 25 N

Dimensions  
Hauteur : 162 cm  
Longueur : 197 cm  
Profondeur : 90 cm  
Poids : 225 kg



La nouvelle thérapie par induction à haute énergie  
**FREI emPact**, adaptée à chaque SOLUTION DE REHABILITATION

La rééducation orthopédique est une approche thérapeutique de la récupération qui vise à corriger les limitations musculo-squelettiques et à soulager les douleurs dues à des traumatismes, des maladies ou des opérations. C'est là qu'intervient l'ORTHOPEDIC REHAB SOLUTION de FREI medical entre en jeu. Nos appareils d'entraînement médicaux soutiennent l'entraînement sans douleur et peuvent être facilement adaptés aux besoins individuels. Ainsi, non seulement le corps est renforcé, mais la motivation l'est également. Tout pour un retour rapide à l'activité physique quotidienne. Les appareils d'entraînement hydrauliques de FREI medical de la ligne FACTUM® sont particulièrement adaptés pour offrir un entraînement en douceur et sans poids.



LOGICIEL DE FORMATION  
POUR LA PLANIFICATION,  
CONTRÔLE ET  
DOCUMENTATION



LA LIGNE

# FACTUM<sup>®</sup>

- Dispositif médical **Im CE0123**
- Fabriqué en Allemagne
- Mouvements très silencieux et harmonieux
- Appareils combinés : entraînement de deux groupes musculaires en un flux de mouvement
- Résistance hydraulique, réglable séparément pour chaque groupe musculaire
- Entraînement concentrique / concentrique d'une efficacité unique
- Entraînement sûr sans risque de blessure : le mouvement peut être arrêté à tout moment
- Entraînement guidé dans la courbe de force physiologique optimale
- Combinable avec le logiciel FREI GUIDE
- Parfait pour l'entraînement en groupe / en circuit
- Également utilisable comme un seul appareil
- La ligne comprend 9 appareils

FACTUM®

# ENTRAÎNEMENT AUX APPAREILS MÉDICAUX



ENTRAÎNEUR JAMBES



ENTRAÎNEUR D'ÉPAULES



ENTRAÎNEUR PECTORAUX  
& DE POSTURE



APPAREIL A RAMER /  
PECTORAUX



ENTRAÎNEUR POUR LES  
ABDOMINAUX ET LE DOS



ROTATEUR DE TORSE




ENTRAÎNEUR LATÉRAL



FLÉCHISSEURS DU GENOU /  
EXTENSEURS DU GENOU



ABDUCTEUR / ADDUCTEUR



LOGICIEL DE FORMATION  
POUR LA PLANIFICATION,  
CONTRÔLE ET  
DOCUMENTATION



LA LIGNE

# GENIUS ECO<sup>®</sup>

- Dispositif médical I C E
- Fabriqué en Allemagne
- Design classique et intemporel
- Entraînement concentrique / excentrique
- Compatible avec les systèmes de test et d'entraînement basés sur des logiciels
- Utilisation facile
- Entraînement biomécanique adapté
- Mouvements sûrs et contrôlés
- Développement continu des caractéristiques de l'équipement
- Amortissement hydraulique du plateau de poids
- La ligne comprend 21 appareils

GENIUS ECO®

# ENTRAÎNEMENT AUX APPAREILS MÉDICAUX



ENTRAÎNEUR POUR  
ABDOMINAUX



ENTRAÎNEUR POUR  
LE DOS



PRESSE PECTORAUX



APPAREIL A RAMER



COMBI PULL DOWN /DIP



PRESSE ÉPAULE



FLÉCHISSEURS DU  
GENOU



EXTENSEURS DU GENOU



STABILISATEUR DE  
POSTURE



PAPILLON



MACHINE DE TRACTION  
VERTICALE



MACHINE DE TRACTION  
UNIVERSELLE



ENTRAÎNEUR  
D'ABDUCTION



ENTRAÎNEUR LATÉRAL



ENTRAÎNEUR JAMBES



ENTRAÎNEUR JAMBES  
plus



MACHINE A HANCHE



ROTATEUR DE TORSE



CVS-TRAINER



MULTIPRESS



CENTRE D'ENTRAÎNEMENT  
FONCTIONNEL



## APPAREIL DE COORDINATION

# TRAMP TRAINER TT®

L'appareil permet une séquence complexe de mouvements qui sollicite plusieurs articulations et groupes musculaires en même temps. L'intensité peut être déterminée en réglant l'inclinaison du siège, l'unité d'assise. Le TRAMP TRAINER TT® favorise la coordination, la circulation lymphatique et la force réactive.

- Entraînement fonctionnel actif du corps entier
- Entraînement dans une plage de charge partielle
- Trampoline comme émetteur de résistance
- Entraînement efficace de la coordination pour la rééducation et le sport
- Entraînement pliométrique et réactif pour un succès rapide de l'entraînement
- Améliore le métabolisme et la circulation lymphatique

## APPAREIL DE COORDINATION

# AKTIV TRAMP®


L'AKTIV TRAMP® transmet les vibrations à l'utilisateur. L'utilisateur peut bouger avec ou contre les vibrations, en fonction de l'entraînement souhaité. L'AKTIV TRAMP® est idéal pour les entraînements courts et offre une sécurité maximale pour la rééducation et l'entraînement des personnes âgées. une sécurité maximale pour la rééducation et l'entraînement des seniors. Il s'agit sans aucun doute d'un produit unique breveté par FREI.

- Trampoline mécanique - l'utilisateur est mis dans des mouvements rythmiques
- Entraînement sensori-moteur multidimensionnel
- Favorise la coordination, la stabilisation, la motricité et l'équilibre.
- Appareil d'entraînement parfait dans tous les environnements
- Trampoline mécanique - l'utilisateur est mis dans des mouvements rythmiques
- Entraînement sensori-moteur multidimensionnel



# ENTRAÎNEUR DU PLANCHER PELVIEN

L'entraîneur du plancher pelvien a été spécialement conçu pour le renforcer et améliorer la coordination, ainsi que le traitement des troubles fonctionnels de la de la musculature du plancher pelvien. Il s'agit notamment de l'incontinence urinaire, l'incontinence fécale, le dysfonctionnement érectile et l'instabilité du bassin. L'entraînement du plancher pelvien se fait sans contact intime.



# **FREI** | **GUIDE**

UNE NOUVELLE DIMENSION  
DANS LE CONTRÔLE  
ET L'ÉVALUATION DE LA  
FORMATION

Le nouveau **FREI GUIDE** de FREI medical offre des procédures de test complètes et des formes d'entraînement innovantes avec différents niveaux de feedback en temps réel. Représentations et des niveaux de difficulté. La facilité d'utilisation maximale permet un entraînement individuel au point optimal.

- Le guidage de l'utilisateur sur l'écran tactile FREI GUIDE de 15,6 pouces est simple et intuitif.
- Des animations vidéo intégrées aident à régler correctement l'appareil avant la formation.
- Les programmes de formation pour les différentes stations de formation peuvent être créés dans le logiciel FREI GUIDE après l'admission du patient et l'anamnèse initiale.
- Grâce à la technologie Myfair (carte à puce, bracelet avec identification RFID), le nouvel écran FREI GUIDE sur l'appareil de formation identifie l'utilisateur et le guide à travers le programme de formation prédéfini.
- Pendant l'entraînement, les thérapeutes et les formateurs peuvent régler tous les paramètres d'entraînement.
- Compatible uniquement avec le CUBE MTM.

CONTRÔLE INDIVIDUEL DE L'ENTRAÎNEMENT AU  
POINT OPTIMAL DU DÉFI.



### SOLUTIONS LOGICIELLES

## LOGICIEL POUR PLANIFICATION, CONTRÔLE ET DOCUMENTATION

Le logiciel FREI GUIDE, connecté aux appareils via un réseau WIFI, stocke toutes les données anamnestiques concernant le patient. Des programmes de test et de formation peuvent être créés pour les différentes stations de formation, modifiés et automatiquement enregistrés via RFID. Après la formation, tous les résultats sont disponibles et peuvent être enregistrés dans le logiciel pour le patient/client. Le déroulement de la formation peut être documenté à tout moment et les succès de la formation/thérapie peuvent être affichés. De plus, du contenu d'entraînement cardio et des exercices d'entraînement gratuits supplémentaires peuvent être ajoutés au programme d'entraînement individuel.



**FREI** | **emPact**

## OPTIMISEZ VOTRE THÉRAPIE D'ENTRAÎNEMENT MÉDICAL


Avec la nouvelle thérapie par induction à haute énergie, FREI medical propose des protocoles spécialisés pour une thérapie hautement optimisée pendant l'entraînement. FREI emPact peut être utilisé entre les sessions de formation. Elle soutient et optimise le succès du traitement de nombreuses indications. Les muscles et les structures peuvent être activés, stimulés et mobilisés.



## HAUTE ÉNERGIE - THÉRAPIE PAR INDUCTION

Le **FREI emPact** génère un champ magnétique puissant allant jusqu'à 3 Tesla, qui stimule les cellules nerveuses et les muscles. Cette application entraîne un changement physiologique et une stimulation permettant d'obtenir des effets thérapeutiques.

- Peut être combiné avec l'équipement d'entraînement médical FREI et l'entraînement fonctionnel.
- La posture, la mobilité et la démarche peuvent être améliorées
- La circulation sanguine, la réduction des glucides et l'inflammation peuvent être améliorées
- La relaxation de la musculature, ainsi que la rupture des tensions protectrices après, par exemple, des blessures peuvent être activées



## AVANT LA THÉRAPIE D'ENTRAÎNEMENT

Soutien des thérapies de traitement passives et préparation optimale à la thérapie active et aux mesures d'entraînement. L'utilisation ciblée du **FREI emPact** permet, selon l'indication, de stimuler les structures, de réduire les inflammations et les gonflements, d'améliorer la mobilité et d'activer la musculature".

## PENDANT LA THÉRAPIE D'ENTRAÎNEMENT

Le traitement avec **FREI emPact**, accompagnement entre les sessions de formation, permet d'obtenir des améliorations rapides de la force et de la coordination. Les résultats de l'entraînement sont optimisés, notamment en cas de douleurs, de modifications arthrosiques et de restrictions de mouvement. L'utilisation de FREI emPact peut augmenter l'activité musculaire.

## APRÈS LA THÉRAPIE D'ENTRAÎNEMENT

L'utilisation ciblée de **FREI emPact** permet de soutenir la régénération des muscles et des structures sollicitées après un entraînement réussi. Les améliorations obtenues en termes de restrictions et de douleurs, ainsi que les résultats d'entraînement obtenus, sont durables.

## THÉRAPIE D'ENTRAÎNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Utilisez la thérapie électromagnétique avec **FREI emPact** en combinaison avec la thérapie d'entraînement de vos patients. Les programmes du **FREI emPact** spécialement développés par FREI medical offrent une large palette de possibilités de traitement pour améliorer le bien-être de vos patients".



PHYSIOTEC, COBURG

# INSTALLATIONS DE RÉFÉRENCE



SPORTHICUM- DAS THERAPIEZENTRUM, BERGISCH GLADBACH



KÖLNER PHYSIO AKTIV GBR, KÖLN



CORPUS PRAXIS FÜR SPORT- UND PHYSIOTHERAPIE GBR



NEVER  
QUIT.



GYMTONIC FEIYUE, SINGAPUR



PHYSIOPLUS, KIPPENHEIM



### Group 1 – tundra



perle

noir

cerise

atoll

# COULEURS DES COUSSINS

### Group 4 – pandoria plus



beige

beige clair

gale

smoke

chocolat

noir

platine



fire

cherry

citron vert

emerald

sky

royal

### Group 5 – palma



noir

rubis

baltic

anthracite

### Couleur du cadre



gris-blanc pour les tables de thérapie

platine métallique pour les ap-pareils d'entraînement et les tables de thérapie

Veillez noter que!

Pour connaître les couleurs de cadre disponibles et les éventuels suppléments de prix, veuillez consulter la description du produit correspondant.

# REHAB SOLUTIONS

**FREI**  
MANUFAKTUR

FREI medical GmbH  
Am Fischerrain 8  
79199 Kirchzarten  
Deutschland

Tel. +49 7661 / 93 36 0  
Fax +49 7661 / 93 36 50

[info@frei-ag.de](mailto:info@frei-ag.de)  
[www.frei-ag.de](http://www.frei-ag.de)

---

Tous les droits, y compris ceux de la réimpression partielle, de la photomécanique  
Reproduction (y compris microcopie) et évaluation par bases de données  
ou installations similaires réservées.

Tous les pictogrammes sont légalement protégés.  
Sous réserve d'erreurs d'impression.