

## Produktdatenblatt „motion cycle 100 med“



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Gerätename:              | motion cycle 100 med  |
| Hersteller:              | emotion fitness GmbH & Co. KG   |
| Artikel-Nummer:          | F-MED-MC-100  |
| Monitor:                 | E900 - Monitor mit Gehäuse, Display und Tastaturfolie   |
| Leistung:                | 25-300 Watt drehzahlunabhängig, 20-120 U/min  |
| Antrieb:                 | HBS-Bremssystem (Hybrid-Brems-System); generatorische Wirbelstrom-Bremse;<br>Massenträgheit 9,12 kg*m <sup>2</sup>  |
| Angewandte Normen:       | DIN EN ISO 20957-1, DIN EN ISO 20957-5, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2  |
| Klassifikation:          | 93/42 EWG Klasse IIa  |
| Anwendungsklasse:        | S, I entsprechend der DIN EN ISO 20957-1  |
| Genauigkeitsklasse:      | A (hohe Genauigkeit) entsprechend der DIN EN ISO 20957-1  |
| Umgebungsbedingungen:    | Luftfeuchtigkeit <65%; Umgebungstemperatur 0-45°C   |
| Anzeigedetails:          | LCD Display mit den Parametern: Programmnummer (1-3); Zeit (00:00) Puls (optional); Watt<br>(1-999 in 1 Watt-Schritten); Km/h (0,1-99,9); Drehzahl (15-120); km (in Metern von 1-999,<br>dann in 10m-Schritten 1,00-99,99); K-Cal (0,0-999,9); Level (1-21) |
| Pulsmessung:             | codierter Polar®-Empfänger standard   |
| Schnittstellen:          | RS232-Schnittstelle, Chipkartensystem   |
| Programme:               | Quick, Watt, Puls   |
| Maximales Nutzergewicht: | 130 kg  |
| Abmessungen:             | ca. 117 x 65 x 140 cm (LxBxH)   |
| Nettogewicht:            | ca. 53 kg   |
| Bruttogewicht:           | ca. 78-114 kg (je nach Verpackungsart und Transportweg)   |

Gewicht und Dimensionen können je nach optionaler Geräteausstattung variieren.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

Warnung: Das Gerät darf nur vom Fachmann geöffnet werden. Durchführung der messtechnischen Kontrolle (§ 14, Abs.1) gemäß MPBetreibV alle 24 Monate vorgeschrieben.

Für weitere Informationen, bitte Gebrauchsanweisung beachten.

(Stand: Juni 2023)