

THERA[®] pro



TECHNISCHE DATEN

- Medizinprodukt Klasse I **CE**
- L x B = 200 x 70 cm
- Hubkraft: 200 kg / max. Belastung: 250 kg
- Elektrisch höhenverstellbar mittels besonders robustem Fußbügel am Kopfteilende und an den beiden Längsseiten sowie Fußschalter am Fußteilende.
- Hergestellt nach den neusten Erkenntnissen aus dem Markt, im Sinne der integrierten Sicherheit.
- Elektrisch Höhenverstellbar von 52–101 cm
- Exakte elektrische Dachstellung mittels Hebel zur Bedienung des Hubmotors an den Längsseiten der Liege möglich.
- Mit serienmäßiger Rollenhebevorrichtung: mit zwei festen Rollen am Kopfteil und einer Lenkrolle am Fußteil
- Verstellung des Fußteils über Blockgasfedern
- Kopfteilverstellung 1-tlg.: -33° / +31°
3-tlg.: -20° / +35°
- Kopfteil mit ovalem Nasenschlitz u. Einsatz
- Stabiler Profilrahmen mit wartungsarmen Gelenken und Speziallagern
- 2-lagige Spezialrundumpolsterung (obere Lage weich, untere Lage hart)
- Alle Polsterteile / Höhenverstellung von beiden Seiten aus bedienbar
- Rahmenfarbe: Platinmetallic
- Polsterfarben: nach Katalogvorgaben
- Abweichende Polsterbreiten auf Anfrage

VARIANTEN

THERA® pro (e) universal

3-teilige Liege mit 1-tlg. Kopfteil

elektrisch höhenverstellbar, Fußbügel seitlich und am Kopfteil, Fußschalter am Fußteil

Art.-Nr.

8.5305.00



THERA® pro (e) universal

3-teilige Liege mit 3-tlg. Kopfteil

elektrisch höhenverstellbar, Fußbügel seitlich und am Kopfteil, Fußschalter am Fußteil

Art.-Nr.

8.5305.02



ZUBEHÖR

Art.-Nr.

8.1010.17

Rollenhebevorrichtung an Kopfteilseite zum seitl. Verschieben der Liege; zusätzlich zu den beiden serienmäßigen festen Rollen

BESONDERS
ZU EMPFEHLEN

8.1006.22

Papierrollenhalter am Kopfende

am 1-tlg. Kopfteil für bis zu 59 cm breites Papier

8.1006.12

Papierrollenhalter am Fußende

für bis zu 59 cm breites Papier nur für THERA (e)

803

Wellnesspolsterung

angenehm weiche Mehrschicht-Rundumpolsterung, Aufpreis je Liege

8.1005.10

Fixiergurt 2-tlg.

(für alle Liegen)

8.1025.01

Extensionshalter am Liegende

Bei der Bestellung bitte angeben. Nicht nachrüstbar.